

LiteRider[®] GOLDEN ENVY



**Manual de usuario
Silla mecánica de tracción
trasera modelo GP162**



Gracias por comprar su silla mecánica *LiteRider Envy*. Nosotros nos sentimos honrados de que haya elegido a Golden Technologies para sus necesidades de movilidad.

LiteRider Envy (Modelo GP162)
Incluido en el paquete:
1 Manual de usuario
Base con cesta debajo del asiento
1 Batería
1 Asiento
2 Reposabrazos
1 Banderilla de seguridad
1 Control a palanca
1 Cargador de batería
Tuerca y perno de la tija del sillón

PARA SU REFERENCIA

Por favor llene los datos de su *LiteRider Envy*. Esta información será útil en el caso que alguna vez necesite contactar a Golden Technologies, Inc. en relación a su silla mecánica.

Su *LiteRider Envy*

Modelo _____ Número de serial _____

Fecha de compra _____ Color _____

Opciones _____

Su proveedor o representante de Golden

Nombre _____

Compañía _____

Dirección _____

Por favor recuerde llenar y devolver la tarjeta de registro de su garantía

Herramientas requeridas:

Las siguientes herramientas le permitirán realizar todos los ajustes a su silla mecánica cómodamente.

- Llaves/Dados - 17mm, 14mm, 10mm y 8mm
- Llaves Allen – 8mm, 5mm y 4mm



Descargo de responsabilidad

Le pedimos que lea este manual completamente antes de operar su nuevo *LiteRider Envy*™. Golden Technologies, Inc. no es y no puede ser responsabilizado por ningún daño o lesión incurrida debido al uso inapropiado o inseguro del *Golden LiteRider Envy*™. Golden Technologies, Inc. específicamente renuncia a la responsabilidad de cualquier lesión corporal o daño material que podría ocurrir durante cualquier uso que no cumpla con las ordenanzas o leyes aplicables locales, estatales o federales.

Uso previsto: El uso previsto de la silla de ruedas mecánica LiteRider Envy es proveer movilidad para adultos limitados a una posición sentada y capaces de operar un simple control manual.

CONTENIDO

I. Introducción.....	4-5
II. Seguridad... ..	6-9
III. EMI/IRF.....	10
IV. Armandó su GP162.....	11-15
V. Desmontaje y reemplazo de batería	16
VI. Ajustes de comodidad... ..	17-20
VII. Operación/Diagnóstico/Solución de problemas.....	21-27
VIII. Cargando la batería	28-29
IX. Cuidado y mantenimiento de su GP162.....	30
X. Conduciendo su <i>LiteRider Envy</i>	31
XI. Las especificaciones técnicas del GP162.....	32
XII. Garantía.....	33-34
Garantía / Tarjeta de registro.....	35

I. INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por la compra de su nuevo *LiteRider Envy*. El *LiteRider Envy* combina tecnología de punta con diseños atractivos que también son muy funcionales en el mundo de hoy. Nosotros en Golden Technologies, Inc. sabemos que usted ha elegido una silla mecánica que le dará años de funcionamiento confiable y que también mejorará su calidad de vida proporcionándole la movilidad suficiente para vivir un estilo de vida activo todos los días.

Aunque su nuevo *LiteRider Envy* es fácil de usar y está diseñado para la máxima maniobrabilidad inclusive en los espacios más cerrados, le pedimos que por favor lea, entienda y siga todas las instrucciones y sugerencias en este manual antes de que utilice su *LiteRider Envy* por primera vez. El uso seguro de su nueva silla mecánica es muy importante para nosotros.

Si siente que no entiende las instrucciones ni las sugerencias presentadas en este manual de usuario, o si por cualquier razón, usted no se siente capaz de realizar las actividades necesarias para armar, desarmar, operar o mantener su *LiteRider Envy*, por favor contacte a su proveedor local de Golden Technologies, Inc. o llame al servicio de Atención al Cliente de Golden Technologies, Inc. marcando al (800) 624-6374.

Golden Technologies, Inc. no será considerado responsable por lesiones personales o daños de propiedad resultantes del uso inseguro o inapropiado de cualquiera de nuestros productos de movilidad. Además, Golden Technologies, Inc. no será responsable de daños personales o daños materiales resultantes de intentar seguir las instrucciones, sugerencias o lineamientos presentados en este manual de usuario.

Nuestro Departamento de Desarrollo e Investigación, nuestro Departamento de Control de Calidad y nuestro Departamento de Ingeniería han utilizado las especificaciones de producto más recientes y la última información de diseño de producto para fabricar su *LiteRider Envy*. Golden Technologies, Inc. se reserva el derecho de implementar cambios en nuestras líneas de productos cuando esos cambios se vuelvan deseables o necesarios. Si se implementan cambios en nuestra línea de productos, podría haber diferencias menores entre el producto que usted compró y las ilustraciones e instrucciones en este manual de usuario.

Por favor llene y envíe por correo la tarjeta de registro de garantía incluida. El registro también está disponible en www.goldentech.com. Nosotros en Golden Technologies, Inc. apreciaríamos escuchar sobre la fiabilidad de su *LiteRider Envy* y sobre la conveniencia en la movilidad que le ha proporcionado. Nosotros también apreciaríamos escuchar sobre el servicio que recibió de su proveedor o representante local de Golden Technologies, Inc.

Golden Technologies, Inc.
401 Bridge Street
Old Forge, PA 18518

Teléfono: (570) 451-7477
Fax: (570) 451-7494
Número gratuito: (800) 624-6374

Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios o para enviarnos sus comentarios, por favor visite nuestra página web www.goldentech.com

I. INTRODUCCIÓN

ACCESORIOS para el *LiteRider Envy*

Una gran variedad de accesorios están disponibles para su *LiteRider Envy*. Contacte a su proveedor autorizado de *GT* para obtener más información o para ordenar una/un:

- Soporte de bastón - tubo
- Soporte de andadera
- Pack N' Go Deluxe
- Soporte de tanque de oxígeno
- Soporte de muletas
- Cinturón de seguridad
- Portavasos
- Banderilla de seguridad
- Soporte de bastón cuádruple
- Funda de la silla mecánica

*Algunos accesorios requieren de un soporte de montaje o clips de montaje. Por favor verifique con su proveedor para saber si el accesorio que le gustaría ordenar requiere de un soporte o clips de montaje.

Lineamientos de seguridad

Los símbolos a continuación son utilizados en el manual de usuario y/o en el producto para identificar advertencias y notificarle sobre información de seguridad importante. Asegúrese de leerlos y entenderlos completamente.



¡ADVERTENCIA! Indica una situación peligrosa, la cual, si no es evitada, podría resultar en muerte o lesiones serias. Este ícono está representado como un símbolo negro o un triángulo amarillo con un borde negro.



¡OBLIGATORIO! Fallar en realizar acciones obligatorias puede causar lesiones personales y/o daños de equipamiento. Este ícono está representado como un símbolo blanco y un punto azul con un borde blanco.



¡PROHIBIDO! Indica una acción que no debería ser realizada bajo ninguna circunstancia. Fallar en adherirse a esto puede causar lesiones personales y/o daños de equipamiento. Este ícono está representado por un símbolo negro con un círculo rojo y una barra diagonal roja.

Símbolos de seguridad

Los símbolos a continuación identifican advertencias, acciones obligatorias y acciones prohibidas. Pueden encontrarse en el manual de usuario y/o en el producto. Asegúrese de entender todas las etiquetas de seguridad antes de operar el producto. No remueva las etiquetas de seguridad del producto.



¡Lea y siga el manual de usuario!!



¡Existen condiciones explosivas!



¡Usar solo en espacios interiores!



¡Utilice solo baterías AGM o de gel!



¡Evite transmisores!



¡Superficie caliente!



¡Peligro de pellizco / aplastamiento



¡No lo ponga en la basura!



¡Peligro eléctrico!



¡Químicos corrosivos adentro de la batería!



Recíclelo



¡No utilice dispositivos electrónicos personales!

II. SEGURIDAD

Su *LiteRider Envy* es un vehículo de movilidad personal potenciado por batería. Por favor sea precavido cuando lo maneje. Conducir su *LiteRider Envy* cuidadosa y conscientemente le ayudará a asegurar su seguridad personal y la seguridad de otras personas.



¡OBLIGATORIO! Lea y entienda completamente este manual de usuario antes de operar su silla mecánica.

NOTICE

Antes de aprender a operar su *LiteRider Envy*, haga que su representante de Golden Technologies, Inc. determine si es recomendable que practique el encender y apagar su silla mecánica y que la opere en la presencia de un auxiliar.

ANTES de subirse en su *LiteRider Envy*

- Asegúrese de que el dispositivo está apagado. Vea la sección de “Operación” en las páginas 21-27. Esto eliminará la posibilidad de activar accidentalmente el control a palanca, causándose una lesión usted y a otros.
- Asegúrese de que su *LiteRider Envy* no esté en modo rueda libre. Vea la sección de “Operación” en las páginas 21-27.
- Suba los reposabrazos.
- Suba el reposapiés.

Subiéndose en su *LiteRider Envy*

- Posicione el asiento para montarse fácil y seguramente.
- Pliegue el reposapiés
- Pliegue el reposabrazos
- Asegure el cinturón de seguridad si su silla está equipado con uno.

Bajándose de su *LiteRider Envy*

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
- Desabroche el cinturón de seguridad si su silla está equipado con uno.
- Suba los reposabrazos
- Suba el reposapiés
- Párase cuidadosamente y aléjese de la silla.

PESO MÁXIMO

Su *LiteRider Envy* ha sido clasificado para una carga máxima útil (con el operador y cualquier cosa llevada por el *LiteRider Envy*) de **300** libras. Exceder el peso máximo invalidará la garantía.



Exceder el peso máximo invalidará la garantía y puede resultar en lesiones personales y/o hacia otras personas.

II. SEGURIDAD

CONDUCIENDO EN CUESTAS

- Conduzca con **precaución** cuando intente pasar por cualquier cuesta, inclusive en rampas para discapacitados.
- Intente mantener su *LiteRider Envy* en movimiento cuando suba por una cuesta. Si se detiene, reinicie y acelere lenta y cuidadosamente.



- **Siempre** escale o descienda una cuesta conduciendo de forma derecha hacia arriba o debajo de la pendiente.
- **No** atraviese ni conduzca por ningún lado de una cuesta
- **No** intente pasar sobre una cuesta que esté cubierta con nieve, hielo, pasto cortado o mojado, hojas o cualquier otro material potencialmente peligroso.
- **No** retroceda por una cuesta.
- **No** intente descender o subir una pendiente cuya inclinación sea mayor a la recomendada. La inclinación máxima recomendada es de **6°**.



Si, mientras está bajando por una cuesta, su silla mecánica comienza a moverse más rápido de lo que usted cree que es seguro, suelte el control a palanca y permita que su *LiteRider Envy* se detenga completamente. Cuando sienta que de nuevo tiene control sobre su scooter, continúe bajando de forma segura el resto de la cuesta.

MEDICACIÓN

Siempre hable con su médico para determinar si algún medicamento que esté tomando podría afectar su juicio y/o su habilidad de operar su *LiteRider Envy*. Además verifique con su doctor sus habilidades físicas para operar una silla mecánica.

II. SEGURIDAD

REGLAS DE SEGURIDAD



- **No** intente utilizar su *LiteRider Envy* en una escalera. Siempre utilice un ascensor.
- **No** cargue pasajeros bajo ninguna circunstancia.
- **Nunca** opere su *LiteRider Envy* si no está funcionando apropiadamente.
- **Siempre** sea precavido cuando conduzca en superficies suaves o desiguales como pasto o gravilla. También sea precavido en pisos donde no haya barandillas.
- **Nunca** conduzca en la carretera, excepto cuando deba cruzar la calle.
- **Siempre** cruce las calles en intersecciones y usando cruces peatonales o la ruta más directa, asegurándose de que su camino esté despejado y que sea visible por el tráfico
- **No es recomendado** conducir su *LiteRider Envy* hacia arriba o debajo de una escalera o cuneta que sea mayor a 1-1/2 pulgadas.
- **Nunca** retroceda hacia arriba o abajo de un escalón o banqueta
- **Nunca** maneje su *LiteRider Envy* si está bajo la influencia del alcohol.
- **No** opere o almacene su scooter donde estará expuesto a lluvia, nieve, niebla y temperaturas congelantes.
- **No** conduzca su *LiteRider Envy* en superficies resbaladizas o congeladas.
- **Nunca** se siente en su silla mecánica cuando esté en modo rueda libre o en una subida o bajada.
- **No** modifique su silla mecánica de ninguna forma que no sea autorizada por Golden Technologies, Inc.
- **No** desarme la llanta. Si es necesario desarmarla, haga que su proveedor autorizado de Golden Technologies realice cualquier mantenimiento o reparación necesaria.
- **No** intente inflar las llantas de su *LiteRider Envy*. Su silla mecánica está equipada con neumáticos antipinchazos que no necesitan ser inflados.
- **Nunca** se siente en su *LiteRider Envy* cuando esté siendo transportado.
- **Siempre** sujete de *LiteRider Envy* de forma segura con un sistema de anclaje aprobado mientras transporta su silla mecánica.
- Sea **precavido** cuando maneje su *LiteRider Envy* mientras utilice ropa larga y holgada o ropa con correas flojas, lo cual podría atorarse en las ruedas de la silla mecánica.
- **Siempre** mantenga sus pies firmemente en la superficie del reposapiés cuando opere su *LiteRider Envy* para eliminar la posibilidad de que sus pies se enreden en las ruedas de la silla mecánica.

II. SEGURIDAD

Por favor asegúrese de seguir estas importantes advertencias de seguridad.



Nunca se pare y siente de esta silla mecánica usando el respaldar del asiento como soporte. Este respaldar puede plegarse y causar que pierda el equilibrio, y podría resultar en una LESIÓN personal.

No modifique su silla mecánica de ninguna forma que no esté autorizada por Golden Technologies, Inc.



No conecte ni permita que alguien excepto un representante autorizado de Golden Technologies, Inc. conecte algún dispositivo electrónico o mecánico a su LiteRider Envy. Los accesorios no autorizados invalidarán la garantía y pueden causar lesiones.

Por favor asegúrese de seguir esta advertencia importante si encuentra un problema con su dispositivo de movilidad.



Si encuentra un problema con la operación de su dispositivo de seguridad, como un problema mecánico o eléctrico, deje de usar el producto inmediatamente. Desconecte las baterías y entonces contacte al proveedor con quien haya comprado su dispositivo de movilidad para evaluar el problema y realizar reparaciones si es necesario.

III. EMI/IRF

El rápido desarrollo de los dispositivos electrónicos, especialmente en el área de las comunicaciones, ha saturado nuestro ambiente con olas electromagnéticas que son emitidas por transmisores de televisión, teléfonos celulares, radios CB (banda ciudadana), radios amateur (radioaficionado), enlaces informáticos inalámbricos, transmisores microondas, transmisores de paginación, etc. Estas olas electromagnéticas (EM) son invisibles y aumentan su fuerza entre más cerca están a la fuente de transmisión. Cuando estas olas de energía actúan contra los dispositivos eléctricos y causan que funcionen mal o que funcionen de forma errática o descontrolada, se refieren a ellas como Interferencia Electromagnética (EMI) o Interferencia de Radiofrecuencia (IRF)

EMI/IRF Y SU *LiteRider Envy*

Todos los vehículos potenciados eléctricamente son susceptibles a (EMI/IRF). Esta interferencia podría resultar en un movimiento anormal y no intencional de su Golden LiteRider Envy.



El movimiento no intencional o la liberación del freno podría causar un accidente o lesión.

La FDA ha determinado que toda marca y modelo de silla mecánica debe resistir EMI/IRF a un cierto nivel. Entre más alto sea el nivel de resistencia, mayor es el grado de protección contra la EMI/RFI – medido en voltios por metro (V/m). La FDA también ha determinado que la tecnología actual es capaz de proveer 20 V/m de resistencia por EMI/RFI, lo cual podría proveer protección útil contra las fuentes comunes de interferencia. Este producto ha sido probado y ha pasado un nivel de inmunidad de 20 V/m.

RECOMENDACIONES CONTRA LA EMI/IRF



¡PROHIBIDO! No encienda o utilice dispositivos electrónicos portátiles de comunicación personal como teléfonos celulares, walkie-talkies y radios CB si su scooter está encendido.

- Sea consciente de cualquier transmisor cercano (radio, televisión, microondas, etc.) en su ruta prevista y evite operar su silla mecánica cerca de cualquiera de estos transmisores. Apague la silla mecánica si va a estar en una posición estacionaria por un largo periodo de tiempo.
- Sea consciente que añadir accesorios o componentes o modificar su silla mecánica puede hacerlo más susceptible a EMI/IRF.
- Si ocurre un movimiento involuntario o si se libera el freno, apague su silla mecánica tan pronto sea seguro hacerlo.
- Reporte todos los incidentes de movimiento involuntario o falla del freno al Servicio Técnico de Golden Technologies, Inc. marcando al (800) 624-6374.



Apague su silla mecánica tan pronto sea seguro hacerlo si ocurre un movimiento involuntario o incontrolable o si ocurre una liberación involuntaria del freno.

IV. MONTAJE

Su *LiteRider Envy* es enviada parcialmente desarmada para poder maximizar la protección de todas sus partes durante el proceso de envío. Por favor siga las instrucciones a continuación y arme fácilmente la silla mecánica para su uso.

NOTICE Usted solo necesitará herramientas básicas. Si no tiene las herramientas necesarias o si no se siente capaz de armar de forma segura su silla mecánica, por favor contacte a su representante local de Golden Technologies, Inc.

Componentes principales

1. Base
2. Batería
3. Asiento
4. Reposabrazos
5. Mando
6. Cesta debajo del asiento
7. Reposapiés
8. Ruedas guía
9. Ruedas de accionamiento



Imagen 1

IV. MONTAJE

Antes de operar o armar su *LiteRider Envy*, asegúrese de remover los dos bloques de desactivación de batería ubicados debajo de cada batería. Su *LiteRider Envy* no se encenderá ni funcionará sin completar este paso.

1. Remueva la batería al halar hacia afuera el asa y remueva los dos bloques de desactivación de batería. Vea la imagen 2.



Imagen 2

2. Baje suavemente la batería hacia el marco. Vea la imagen 2.



Asegúrese de que el cable del mando esté seguramente fijado a la unidad y que el cable no sea capaz de ser arrastrado por el suelo ni enredarse a algún objetivo mientras la unidad esté en uso.



La batería del *LiteRider Envy* pesa 12.2 kilos. El asiento estándar (17 x 16) con los reposabrazos pesa 10.4 kilos. Quitar los reposabrazos reducirá el peso del asiento. Por favor pida ayuda si no se siente capaz de alzar de forma segura tanto peso.

IV. MONTAJE

Instalación del asiento

1. Pliegue el asiento hacia abajo.
2. Sujete el asiento firmemente en cada lado, alce el asiento y alinee el pin del asiento con el hoyo en el receptor del asiento. Vea la imagen 3.



Imagen 3

3. Inserte el asiento en el receptor del asiento.
4. Empuje el asiento hacia abajo para anclarlo. Mueva el asiento de lado a lado para asegurarse de que esté bien anclado.

NOTICE

Para rotar su asiento, empuje hacia abajo la palanca de rotación del asiento y rote el asiento a la posición deseada. Deje de aplicar fuerza para bloquear el asiento en posición.



Asegúrese de que el asiento esté correctamente instalado y anclado antes de operar su silla mecánica.



Nunca hale los brazos ni los utilice como asas para mover la silla mecánica, debido a que esto podría inadvertidamente desprender la barra receptora, causando una lesión.

IV. MONTAJE

Instalación del reposabrazos

1. Afloje el tornillo de ajuste de grosor del reposabrazos desde el tubo receptor en la parte inferior trasera del marco del asiento con una llave Allen de 4mm. Vea la imagen 4.
2. Inserte el reposabrazos en el tubo receptor de modo que dé hacia el frente de la unidad.




Imagen 4

3. Ajuste el grosor del reposabrazos.
4. Apriete el tornillo de ajuste de grosor para asegurar el reposabrazos en su lugar.
5. Repita los pasos 1-4 para el lado opuesto.

Instalación del cinturón de seguridad (Equipamiento opcional)

1. Utilice una llave Allen de 4mm para remover el tornillo de ajuste del reposabrazos desde el tubo receptor en la parte inferior trasera del marco del asiento. Vea la imagen 4.
2. Inserte uno de los tornillos proporcionados con el cinturón de seguridad a través de uno de los anclajes del cinturón de seguridad, vuelva a insertar el tornillo en el receptor y apriete para asegurarlo.
3. Repita los pasos 1 y 2 para el lado opuesto del cinturón de seguridad.

IV. MONTAJE

Instalación del mando

1. Afloje el tornillo de ajuste del mando ubicado debajo del reposabrazos. Vea la imagen 5.
2. Inserte el tubo de montura del mando en el soporte del mando debajo del reposabrazos.
3. Fije el cable del mando en el mismo.
4. Ajuste la posición del mando hacia un lugar cómodo.
5. Apriete el tornillo de ajuste del mando para asegurarlo.
6. Inserte el cable del mando en el clip al lado del soporte del mando.



Imagen 5

NOTICE

El mando puede ser instalado a la izquierda o derecha según su preferencia.



Asegúrese de que el cable del mando esté fijado de forma segura en la unidad y que el cable no sea capaz de arrastrarse por el suelo o enredarse con ningún objeto mientras la unidad esté en uso.

V. DESMONTAJE y REEMPLAZO DE BATERÍA

Para desarmar su *LiteRider Envy*, siga las instrucciones a continuación.



Asegúrese de que el controlador no esté encendido y que la silla NO esté en modo rueda libre antes de intentar realizar el desmontaje.

Desmontaje

1. Pliegue el asiento. *Nota: Los reposabrazos pueden ser removidos para reducir peso.*
2. Sujete el asiento firmemente en cada lado y alce hacia arriba para removerlo.
3. Quite la batería halándola hacia arriba con el asa. Vea la imagen 2 en la página 12.
4. Sujete el marco y el asa; alce el asa para liberarlo, y alce el marco hacia arriba y afuera del tren de manejo. Vea la imagen 6. *Nota: Para volver a armar la silla mecánica, simplemente haga el proceso al revés.*



Imagen 6



El GP162 desarmado

Reemplazo de la batería

Si las baterías necesitan reemplazo; por favor contacte a su representante de Golden Technologies. Para reemplazar la batería se tiene que desarmar el paquete de la batería, y esto debe ser realizado por un técnico calificado.



¡OBLIGATORIO! Utilice solo baterías AGM o de GEL



Paquete de la batería



El paquete de la batería pesa 12.2 kilos en el *LiteRider Envy*. Por favor obtenga ayuda si no se siente capaz de alzar tanto peso de forma segura.

VI. AJUSTES DE SEGURIDAD

Es posible que vaya a pasar mucho tiempo en su *LiteRider Envy*. Para proveerle la máxima comodidad, Golden Technologies, Inc. ha diseñado esta silla mecánica para incorporar los siguientes ajustes para la seguridad del operador

AJUSTES DE COMODIDAD

1. Altura del asiento
2. Grosor del brazo
3. Ángulo del reposabrazos
4. Ángulo del reposapiés
5. Altura del reposapiés
6. Longitud del soporte del mando
7. Posición del mando



Asegúrese de que su *LiteRider Envy* esté apagado antes de realizar cualquier ajuste, para así eliminar el riesgo de que el mando se mueva accidentalmente y se active la silla mecánica.

Ajuste de altura del asiento

El asiento tiene un diseño céntrico con un tubo que le permite ajustar la altura. Vea la imagen 7. Para ajustar la altura a un nivel cómodo:

1. Quite el asiento.
2. Ponga una llave de 17mm en la tuerca e inserte en el perno la llave Allen de 8mm.
3. Afloje y remueva el perno, la arandela y la tuerca de seguridad, notando su posición.
4. Ponga el tubo del asiento en una de las dos posiciones de ajuste.

NOTICE

El tubo del asiento debe ser posicionado con el tapón en el mismo lugar en el que estaba antes de ser removido.

5. Vuelva a insertar el perno, la arandela y la tuerca de seguridad en el mismo orden que fueron removidos y apriételos de forma segura.




Imagen 7

VI. AJUSTES DE SEGURIDAD




Imagen 8

Ajuste de grosor del brazo

1. Afloje el tornillo de ajuste en la parte trasera del asiento con una llave Allen de 4mm. Vea la imagen 8.
2. Deslice el brazo hacia adentro o afuera a la anchura deseada.
3. Apriete el tornillo de ajuste para asegurar el brazo.
4. Repita los pasos 1-3 para ajustar el brazo opuesto.

Nota: El respaldar puede ser plegado para minimizar la altura de la silla durante el transporte.




Imagen 9

Ajuste del ángulo del reposabrazos

1. Alce el reposabrazos hacia arriba. Vea la imagen 9.
2. Gire la contratuerca a la derecha para aflojarlo.
3. Gire el perno de ajuste para subir o bajar el ángulo del reposabrazos. Girar el perno hacia la derecha elevará el ángulo. Girar el perno a la izquierda reducirá el ángulo. Gírelo hasta que sea alcanzado el ángulo deseado.
4. Vuelva a apretar la contratuerca girándola hacia la izquierda.
5. Repita los pasos 1-4 para ajustar el reposabrazos opuesto.

VI. AJUSTES DE SEGURIDAD

Ajuste de ángulo del reposapiés

1. Pliegue el reposapiés hacia arriba para acceder al perno de ángulo. Vea la imagen 10.
2. Gire la contratuerca hacia la izquierda con una llave de 17mm para aflojarla.
3. Utilice una llave Allen de 8mm para girar el perno de ajuste. Gire el perno de ajuste hacia la izquierda para aumentar el ángulo del reposapiés. Gire el perno de ajuste hacia la derecha para disminuir el ángulo del reposapiés.
4. Cuando es alcanzado el ángulo deseado del reposapiés, vuelva a apretar la contratuerca.



Imagen 10

Ajuste de altura del reposapiés

1. Remueva la cubierta de la carrocería alzándola hacia arriba y afuera de la base.
2. Utilice un dado de 10 mm y una llave Allen de 4mm para remover los pernos. Imagen 11.
3. Deslice el reposapiés a la altura deseada.
4. Alinee los hoyos del perno en el reposapiés y el soporte del reposapiés.
5. Instale y apriete los pernos.




Imagen 11

VI. AJUSTES DE SEGURIDAD

Ajuste de longitud del soporte del mando

1. Afloje la perilla de ajuste. Vea la imagen 12.
2. Deslice el tubo de la montura del mando hacia adentro o afuera a la posición deseada.
3. Apriete la perilla de ajuste.



Imagen 12

Posición del mando

1. Afloje el tornillo de ajuste del mando.
2. Deslice la montura del mando hacia adelante y remueva el mando.
3. Vuelva a posicionar el mando y el cable del mando al lado opuesto de la silla mecánica.
4. Alce el reposabrazos.
5. Remueva los dos pernos que conectan el soporte del mando al reposabrazos. Imagen 13.




Imagen 13

6. Ponga el soporte del mando en el reposabrazos opuesto; alinee los dos pernos con los dos hoyos en el reposabrazos y apriete para asegurar el soporte al reposabrazos.
7. Inserte la montura del mando en el soporte del mando y ajústelo a una posición cómoda.
8. Apriete el tornillo de ajuste del mando para asegurarlo.

NOTICE Si no se siente capaz de hacer estos ajustes de forma segura, por favor contacte a su representante local de Golden.

VII. OPERACIÓN



¡OBLIGATORIO! Lea y siga el manual de usuario.

Su *LiteRider Envy* es fácil de operar. Sin embargo, para su seguridad y la seguridad de otros, Golden Technologies, Inc. recomienda que usted lea y entienda cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad. Nosotros también recomendamos que practique manejando su *LiteRider Envy* en un área libre de cualquier obstáculo. Una vez que haya ganado confianza en su habilidad de controlar su silla mecánica, usted será fácilmente capaz de operarlo en condiciones cotidianas normales.



Antes de encender su *LiteRider Envy*, tome nota de su entorno y establezca su control de seguridad en consecuencia. (Vea “Los botones de control de velocidad” en la imagen 14) Para conducir en espacios interiores, nosotros recomendamos que seleccione el ajuste de velocidad más bajo. Para conducir al aire libre, nosotros recomendamos que seleccione un ajuste de seguridad con el que se sienta cómodo, seguro y en control de su silla mecánica. Familiarícese con las funciones de su *LiteRider Envy* descritas a continuación y siga las instrucciones para operar de forma segura su silla mecánica.



Imagen 14



La superficie del mando puede ponerse potencialmente caliente cuando esté expuesta a luz solar fuerte por largos periodos de tiempo.

VII. OPERACIÓN

CONDUCCIÓN: Botón de encendido/apagado del mando



Para encender su *LiteRider Envy*, presione el botón de encendido. Si el sistema está funcional, el indicador de estado (a través del botón de encendido) se iluminará en verde, y el indicador de la batería mostrará el estado de la batería.

Apagado

Si hay una falla en el sistema cuando se enciende la silla, la luz indicadora de estado mostrará una falla con una serie de parpadeos rojos (vea “Diagnósticos”) en la página 25. Si la falla es una que previene que la silla mecánica opere, entonces el indicador de la batería parpadeará continuamente.



Para apagar su *LiteRider Envy*, presione el botón de encendido; el sistema se apagará y el indicador de estado se apagará.

Encendido

NOTICE


En el caso improbable que la silla mecánica se salga de control, presione el botón de encendido para realizar un FRENO DE EMERGENCIA.

Indicador de inhibición de manejo

El modo de inhibición de manejo es señalado por el indicador de batería con una secuencia de luz de derecha a izquierda.

La secuencia de las luces comienza con la LED verde en el lado derecho, y uno por uno, cada luz LED se encenderá y luego se apagará. Cuando la secuencia se completa en la esquina inferior izquierda con la luz roja, comenzará de nuevo en el lado superior derecho.

La secuencia de luz continúa hasta que la condición del error haya sido despejada.



Secuencia de luz la inhibición de manejo

OONAPU

OONAPU (**Fuera de neutro al encenderse**, por sus siglas en inglés) es una función de seguridad que previene el movimiento accidental de la silla mecánica, así sea al encenderse o cuando la silla sale del modo de inhibición de manejo.

Si el sistema LINX LE está encendido (o sale de un estado de inhibición) mientras el mando no está en posición céntrica, será mostrada una **advertencia** OONAPU. Durante una advertencia OONAPU, el indicador LED de la batería parpadeará continuamente para alertar al usuario, y la silla no se moverá. Si el mando es devuelto a la posición central en cinco segundos, la advertencia será despejada y la silla podrá ser manejada normalmente.

Sin embargo, si el mando no es llevado a neutral por más de cinco segundos, ocurrirá un error OONAPU; el error será mostrado por el parpadeo rojo del indicador de estado, y la silla no se moverá. Para eliminar el error, devuelva el mando a posición neutral y apague la unidad y vuélvala a encender.

VII. OPERACIÓN

El mando

El mando (vea la imagen 14 en la página 21) controla la velocidad (hasta el límite máximo establecido por el selector de velocidad) y la dirección de su silla mecánica.

Sacar el mando de la posición neutral (central) moverá su *LiteRider Envy* hacia la dirección en la que el mando sea empujado.

◆ Entre más lo empuje hacia adelante o atrás, más rápido se moverá la silla mecánica.

Para manejar su silla mecánica, empuje el mando suavemente hacia la dirección en la que quiere que se mueva.

◆ Operar el mando delicadamente le proveerá cambios más fluidos en la velocidad hacia una dirección.

◆ Operar bruscamente el mando resultará en cambios rápidos y drásticos en la dirección y velocidad.

NOTICE

Por su seguridad, el controlador establece automáticamente la velocidad en retroceso, aceleración y desaceleración en proporción al ajuste de control de velocidad.

NOTICE

Cuando no esté moviendo el mando, o cuando usted suelte el mando, este volverá automáticamente a la posición neutral, la silla desacelerará mientras son aplicados los frenos electromagnéticos y la silla se detendrá suavemente.

Controlando la máxima velocidad



El selector de velocidad le permite limitar la velocidad máxima de la silla mecánica (es decir, la velocidad cuando el mando sea completamente empujado) para adaptarse a sus preferencias y entorno.

Selector de velocidad

El selector ofrece 10 pasos discretos entre la velocidad más baja (el selector puesto a la izquierda) y la máxima velocidad (el selector puesto a la derecha)



Símbolo de velocidad

Como un recordatorio visual, un símbolo de velocidad (mostrado a la izquierda) está posicionado justo encima del selector de velocidad para indicar las posiciones mínimas y máximas del selector de velocidad.



Bocina

El botón de la bocina está ubicado debajo del botón de encendido. Presione el botón de la bocina para hacerla sonar. La bocina seguirá sonando hasta que suelte el botón.

VII. OPERACIÓN

El indicador de la batería

El indicador de la batería está compuesto por cinco diferentes luces LED (1 x ROJA, 2 x ÁMBAR, 2 x VERDES) ubicadas encima del botón de la bocina. El número de luces LED encendidas depende del estado de la batería como se muestra a continuación.



Las luces LED del indicador de la batería también son usadas para mostrar información de carga. Refiérase a “Cargando las baterías” en la página 28-29.

Indicador de la batería

Operación normal

Indicador de la batería Nivel de la batería



Completamente cargada




Considere cargar la batería



La batería necesita ser cargada

Advertencia de alto voltaje



Una advertencia de alto voltaje es indicada al encenderse todas las luces LED mientras parpadean las luces verdes. Esto ocurre cuando el nivel de voltaje de la batería ha subido por encima del punto de advertencia establecido de alto voltaje.

Advertencia de bajo voltaje



Una advertencia de bajo voltaje es indicada al parpadear la luz LED más a la izquierda. Esto ocurre cuando el nivel de voltaje de la batería ha caído por debajo del punto de advertencia establecido de bajo voltaje. **Cargue las baterías inmediatamente.**

Tensión de corte



Cuando el voltaje de la batería cae debajo de la tensión de corte de la batería:

La primera luz LED (roja) parpadeará en el indicador de la batería.

El indicador de estado mostrará el código de parpadeo 2.

Sonará la bocina una vez cada 10 segundos.

VII. OPERACIÓN

OPERACIÓN/DIAGNÓSTICOS

Para las unidades LiteRider Envy con el controlador LiNX



Si, cuando es encendido, hay un error con el sistema, entonces el indicador de estado parpadeará en rojo. El número de parpadeos indicará el tipo de error. Estos están descritos en el cuadro a continuación.

Indicador de estado

Código de P.	Descripción	
1	Error de mando	Verifique las conexiones y el cableado. Reemplace la Unidad de Control LiNX.
2	Error de red o configuración	Verifique las conexiones y el cableado. Reemplace la Unidad de Control LiNX.
3	Error de motor izquierdo	Verifique el motor, las conexiones y el cableado izquierdo.
4	Error de motor derecho	Verifique el motor, las conexiones y el cableado derecho.
5	Error de freno de mano izquierdo	Verifique el freno de mano, las conexiones y el cableado izquierdo.
6	Error de freno de mano derecho	Verifique el freno de mano, las conexiones y el cableado derecho.
7	Error de módulo (No remoto)	Verifique las conexiones y el cableado LiNX. Reemplace el módulo de energía.

NOTICE

Los módulos LiNX no pueden ser mantenidos por el usuario. No intente reparar los módulos LiNX.

VII. OPERACIÓN

MODO RUEDA LIBRE

- ◆ Para desactivar los frenos y poner la silla mecánica en modo rueda libre, hale la palanca de rueda libre hacia arriba. Vea la imagen 15.
- ◆ Para volver a activar los frenos y sacar su silla del modo rueda libre, empuje la palanca de rueda libre hacia abajo. Vea la imagen 15.




Imagen 15



Nunca ponga su silla mecánica en modo rueda libre cuando esté en una pendiente o inclinación de cualquier tipo.



Nunca ponga su silla mecánica en modo rueda libre mientras esté operando la silla mecánica.

VII. OPERACIÓN

REDUCCIÓN TÉRMICA

Su *LiteRider Envy* está equipado con un sistema de seguridad. Un microprocesador monitorea las temperaturas operativas del controlador. En el caso de que ocurra calor excesivo en el controlador, el controlador disminuirá la velocidad de su silla. Esto se hace para reducir la carga en el sistema eléctrico y permitir que los componentes disipen el calor. El controlador automáticamente establecerá la velocidad de la silla de vuelta a la normal cuando la temperatura operativa vuelva a niveles normales.

EL DISYUNTOR PRINCIPAL

El disyuntor principal es otra función de seguridad incorporada en su *LiteRider Envy*. Este dispositivo monitorea la cantidad de corriente siendo consumida de las baterías cuando la silla está en uso. Cuando los motores son muy forzados y una corriente demasiado alta es consumida por las baterías, el disyuntor principal saltará y hará que se detenga su silla. El disyuntor principal está ubicado debajo del asa de la caja de la batería.

BOTÓN DE REINICIO

Si el disyuntor principal salta, por favor espere por aproximadamente 1 minuto y entonces presione el botón de reinicio para reiniciar el disyuntor principal. Vea la imagen 16.



Imagen 16

NOTICE

Normalmente, la reducción térmica es más sensible que el disyuntor principal. Nosotros recomendamos que apague la silla y espere cinco minutos cuando la silla de repente pierda velocidad o energía. Hacerlo permitirá que los componentes eléctricos sobrecalentados se enfríen y vuelvan a temperaturas operativas.

VIII. CARGANDO LAS BATERÍAS



Usted solo debe usar el cargador que es proporcionado con su LiteRider Envy. El uso de cualquier otro cargador en esta silla mecánica invalidará la garantía. Usar cargadores no autorizados también puede resultar en daños severos a las baterías y/o daños a la silla. Usar el cargador incorrecto también puede ser un peligro.

RANGO OPERATIVO

Dependiendo del uso, el terreno y las condiciones de manejo, la batería proporcionará hasta 25 kilómetros de operación en su *LiteRider Envy*.



¡ADVERTENCIA! Químicos corrosivos adentro de la batería.
Existen condiciones para que explote la batería.



¡ADVERTENCIA! La superficie del cargador se CALIENTA.
¡Peligro eléctrico!

BATERÍAS Y CARGADO

El mantenimiento de la batería es la parte más importante de mantener su scooter. Mantener sus baterías completamente cargadas ayuda a extender la vida útil de las baterías. Utilice los siguientes lineamientos para mantener sus baterías en óptimas condiciones.

¡IMPORTANTE! Las nuevas baterías **DEBEN** ser cargadas completamente antes del uso inicial de su silla mecánica.

Cargue las nuevas baterías por 12 horas inclusive si el indicador de la batería muestra una carga completa. Esto Condiciona las baterías para el máximo desempeño.

• Para uso diario, mantenga sus baterías completamente cargadas. Nosotros recomendamos que enchufe el cargador después de cada uso por 6-8 horas.

“Por favor cargue sus baterías de la noche a la mañana después de cada uso.”

• Si no va a usar la silla por más de una semana, **cargue completamente** las baterías y entonces desconéctelas de la silla mecánica. Vea la imagen 2 en la página 12.

NOTICE

Lineamientos de cargado para maximizar la vida útil de las baterías

- ✓ Utilice solo el cargador automático exterior suministrado para sus rutinas de cargado.
- ✓ Nunca utilice un cargador mojado o de automotor.
- ✓ Evite descargas extendidas y nunca drene las baterías por completo.
- ✓ No deje las baterías bajas por periodos extendidos de tiempo. Cargue una batería descargada tan pronto como sea posible.
- ✓ Recargue regularmente las baterías por completo.
- ✓ Siempre almacene las baterías completamente cargadas.
- ✓ Verifique las baterías almacenadas una vez al mes y recárguelas según sea necesario.

VIII. CARGANDO LAS BATERÍAS

CARGANDO LAS BATERÍAS

El sistema de cargado de su *LiteRider Envy* está diseñado para su seguridad y comodidad. Siga los pasos a continuación para recargar las baterías.

1. Posicione su *LiteRider Envy* cerca de un enchufe eléctrico de pared.
2. Apague el dispositivo con el mando.



El cargador no debe ser conectado al enchufe eléctrico o prendido en este punto del proceso. Por favor verifique antes de proceder.

4. Inserte el conector del cargador en el puerto de carga del mando que está ubicado en el borde inferior frontal del mando o alternativamente en el paquete de la batería. Vea las imágenes 17 y 18.

IMPORTANTE: Fallar en alinear los pines antes de insertar el conector en la orientación correcta puede dañar el mando o hacer que la silla quede inoperativa.

5. Inserte el conector al otro extremo del cable cargador en el enchufe estándar de pared.
6. Desconecte el cable de alimentación del enchufe de la pared y del conector de cargado del mando o el paquete de la batería (según el método de cargado alternativo) cuando las baterías estén completamente cargadas.

NOTICE

Las baterías deberían estar completamente cargadas en ocho horas. Una carga completa es indicada cuando la luz LED del cargador de la batería está en verde y las 5 luces (1 x ROJA, 2 x ÁMBAR, 2 x VERDES) en el mando están iluminadas.




Imagen 17



Imagen 18


*Método de cargado alternativo

Cargando las baterías

El medidor de batería indicará que el sistema está siendo cargado al recorrer la secuencia de luces de izquierda a derecha, y entonces muestra el estado de carga aproximado al final de la secuencia.

Se previene la conducción mientras el sistema esté siendo cargado.

El sistema no tiene que estar encendido cuando se carga la batería, sin embargo, si no está encendido, el medidor de la batería no mostrará el estado de carga/secuencia de luces.



Estado de la carga

IX. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE RUTINA

Su silla mecánica requiere de una cantidad mínima de cuidado y mantenimiento. Si usted no se siente seguro en su capacidad de realizar el mantenimiento listado a continuación, puede programar una inspección y mantenimiento con su proveedor.

- ✓ Asegúrese que sus baterías estén cargadas cada día. Vea “Cargando la batería”.
- ✓ Mientras está apagado, verifique el control del mando todos los días, y asegúrese de devolverlo a posición neutral. Si algún defecto es observado, contacte a su proveedor.
¡No intente repararlo usted mismo!
- ✓ Inspeccione el sistema de asiento, reposabrazos, reposapiés y aparejos delanteros todos los días en caso de que se hayan aflojado o que tengan un desgaste o daño excesivo. Si se observa algún defecto, contacte a su proveedor.
- ✓ Inspeccione regularmente los neumáticos de su silla para comprobar si hay desgaste.
- ✓ Inspeccione regularmente todos los cables y conexiones expuestas en caso de desgaste, daño y corrosión. Haga que su proveedor los repare o reemplace.
- ✓ Mantenga todos los componentes eléctricos (cargador, mando y electrónicos) libres de humedad. Si algunos de estos elementos son expuestos a la humedad, deje que se sequen exhaustivamente antes de intentar operar su silla de nuevo.
- ✓ Verifique periódicamente todos los sujetadores para comprobar si hay desgastes o corrosión. Si hay uno de estos elementos, apague la silla y contacte a su proveedor.



Tenga cuidado con los puntos de pellizco y partes metálicas afiladas (use guantes).

- ✓ Todos los rodamientos están permanentemente lubricados y sellados. No se necesita lubricación extra.

Nosotros recomendamos que verifique lo siguiente:

Banda de rodamiento: Si la banda que queda es menos de 1/32 de una pulgada, haga que su representante de Golden reemplace las llantas desgastadas.

Mando y controlador: Proteja el mando y el controlador de condiciones climáticas adversas. La humedad dañará el controlador e invalidará la garantía de su silla.

Limpieza: Limpie el cuerpo de su silla mecánica con un baño mojado. Utilice agua fría mezclada con jabón para quitar tierra y aceites. Seque con un paño suave limpio. Pula a mano con un paño suave.



No utilice agua de chorro para limpiar su LiteRider Envy. El agua y las temperaturas extremas son los elementos principales que pueden afectar adversamente su silla mecánica y su desempeño.

Agua, lluvia, aguanieve y nieve

El agua, en cualquier forma, causará el malfuncionamiento electrónico o la corrosión de los componentes eléctricos, conexiones y marcos.

Temperatura

- ◆ En temperaturas extremadamente bajas, las baterías de su silla mecánica podrían congelarse, previniendo que su *LiteRider Envy* pueda funcionar.
- ◆ En temperaturas extremadamente altas, su silla puede funcionar a velocidades más bajas debido a la función de reducción térmica del controlador que está diseñado para prevenir daños a los motores y a los otros componentes eléctricos de la silla.

X. CONDUCIENDO SU *LiteRider Envy*

CONTROL A TRAVÉS DE ESPACIOS CERRADOS

Mientras utilice su *LiteRider Envy* para aumentar mucho su movilidad, usted sin dudas se encontrará algunos obstáculos que requerirán de práctica para superarlos segura y fácilmente. A continuación hay algunos obstáculos comunes con los que es posible que se encuentre durante el uso diario de su silla. Junto a esos obstáculos hay algunos consejos de conducción que deberían ayudarle a conquistar esos obstáculos. Aprenda y siga esos consejos, y verá qué tan fácil se volverá pronto controlar su *LiteRider Envy* mientras lo maniobra a través de puertas, subiendo o bajando rampas, subiendo o bajando por cunetas, a través de pasto y gravilla, y subiendo y bajando inclinaciones.

Puertas

- Acérquese lentamente a cualquier puerta con la que no se sienta familiarizado.
- Note si la puerta tiene una perilla o una barra de empuje.
- Determine si la puerta se abre hacia usted o tirando de ella.
- No intente utilizar su propia fuerza para abrir la puerta. Aprenda a utilizar el poder de su silla mecánica para hacer la mayoría del trabajo por usted.

Si la puerta se abre tirando de ella:

1. Utilice una mano para girar la perilla u operar la barra de empuje.
2. Utilice su otra mano para controlar la silla mecánica al operar delicadamente el mando para mover su silla lentamente hacia adelante.
3. Utilice su mano para abrir la puerta suavemente.
4. Conduzca a través de la puerta.
5. Si la puerta se cierra sola, se cerrará detrás de usted.
6. Si la puerta no se cierra sola, detenga su silla mecánica cuando no se haya alejado de la puerta y utilice su mano para cerrar la puerta.

Si la puerta abre hacia usted:

1. Utilice una mano para girar la perilla o halar el asa.
2. Mantenga el agarre en la perilla de la puerta o el asa.
3. Utilice su otra mano para controlar la silla mecánica al operar delicadamente el mando para mover su silla mecánica lentamente hacia atrás.
4. Permita que la energía de su *LiteRider Envy* empuje la puerta hasta abrirla.
5. Cuando la puerta esté completamente abierta, detenga su silla mecánica.
6. Conduzca por la puerta mientras mantiene su mano en ella para prevenir que golpee o bloquee su silla mecánica.
7. Si es una puerta que se cierra sola, se cerrará detrás de usted.
8. Si no es una puerta que se cierra sola, hálela detrás de usted.

Rampas

Debido a la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA), muchos edificios tienen rampas que proveen acceso para las sillas mecánicas y otros vehículos de movilidad.



¡OBLIGATORIO!

Por favor lea y entienda completamente las secciones de “Reglas de seguridad” y “Conduciendo por una pendiente” de este manual.

XI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones	LiteRider Envy
Número del modelo	GP-162
Código Medicare	No codificado
Capacidad de peso	300 libras
Ruedas de tracción	Traseras
Máxima velocidad	3.5 mph
Rango operativo ¹	15.5 millas
Dist. al suelo bajo la plataforma	2.5 pulgadas
Radio de giro	28.5 pulgadas
Tipo de baterías	2-22 AH
Colores	Rojo, azul, plata, verde, amarillo, naranja
Modo de rueda libre	Sí
Control electrónico de velocidad	Sí
Frenos electro-mecánicos	Sí
Cargador	Exterior
Controlador	40 Amp
Longitud	36 pulgadas
Grosor	22.5 pulgadas
Altura (Del suelo hacia arriba)	33.0" – 34.0"
Del suelo al tope del asiento	20.5" – 21.5"
Número de ajuste de altura del asiento	2
Tamaño de incrementos	1.0 pulgada
Peso de la unidad: (armada)	123 libras
Mitad frontal	37 libras
Mitad trasera	36 libras
Asiento con reposabrazos	23 libras
Baterías	27 libras/paquete
Neumáticos:	Antipinchazo
Frontales	N/A
Traseros	9 libras
Ruedas	6 libras
Traseros antivuelco	3 libras
Asiento estándar:	Estilo estadio
Asiento deslizante	No disponible
Altura del respaldo sin el cabezal	16"
Ancho x Profundidad	17" x 16"
Color	Vinilo negro
Reposapiés:	Sí
Altura ajustable	Sí
Ángulo ajustable	Sí
Garantía:	
Armazón	Cinco años
Tren de transmisión	13 meses
Electrónicos ²	13 meses
Baterías	13 meses

1. Rango de batería a 200 libras. Variará según el peso del conductor, la superficie, el terreno y el tipo de batería.

2. La garantía de electrónicos no incluye las baterías.

Este texto está actualizado al momento de la impresión. Golden Technologies se reserva el derecho de realizar cambios al producto o al texto en cualquier momento.

XII. GARANTÍA



Garantía Limitada del Consumidor *Sillas mecánicas*

Golden Technologies ha proporcionado información a lo largo del manual de usuario en cuanto al uso y cuidado apropiado de su silla mecánica. Fallar en adherirse a esta información invalidará la garantía de la silla mecánica, sus partes y las baterías proporcionadas por Golden Technologies.

La siguiente garantía es concedida solo para el consumidor INICIAL que compró nuestro producto y comienza en la Fecha de Compra en la que el Consumidor adquirió el producto del Proveedor Autorizado de Golden Technologies. El consumidor debe haber llenado y presentado la tarjeta de registro de garantía ante Golden Technologies para recibir servicio.

La garantía cubre los siguientes modelos de sillas mecánicas a menos que se diga lo contrario:

- ◆ LiteRider Envy GP162
- ◆ Alante Sport' GP205
- ◆ Alante' GP207
- ◆ Compass Sport GP605
- ◆ Compass HD GP620

Garantía limitada de cinco años:

Por el periodo de cinco años desde la fecha de la compra, en el caso de materiales o elaboración defectuosa, Golden Technologies reparará o reemplazará a su discreción cualquiera de los siguientes **componentes estructurales** que un representante autorizado de Golden Technologies descubra que está defectuoso:

- ◆ Armazón de acero*
- ◆ Soldaduras del armazón*
- ◆ Tija del asiento*

*La silla GP605 tiene una garantía LIMITADA DE POR VIDA

Garantía limitada de trece meses

Por el periodo de trece meses desde la fecha de la compra, en el caso de materiales o elaboración defectuosa, Golden Technologies reparará o reemplazará a su discreción cualquiera de los siguientes **componentes estructurales** que un representante autorizado de Golden Technologies descubra que está defectuoso:

- ◆ Eje de la rueda
- ◆ Horquillas de la rueda
- ◆ Reposapiés
- ◆ Horquillas antivuelco
- ◆ Reposabrazos

Por el periodo de trece meses desde la fecha de la compra, en el caso de materiales o elaboración defectuosa, Golden Technologies reparará o reemplazará a su discreción cualquiera de los siguientes **componentes del tren de manejo** que un representante autorizado de Golden Technologies descubra que está defectuoso:

- ◆ Motor/Caja de cambio
- ◆ Frenos (Solo la función eléctrica)

Nota: Un aumento en el sonido operativo del motor/caja de cambio NO constituye un defecto. Con el desgaste normal, se espera que el sonido operativo aumente.

Por el periodo de trece meses desde la fecha de la compra, en el caso de materiales o elaboración defectuosa, Golden Technologies reparará o reemplazará a su discreción cualquiera de los siguientes **componentes electrónicos** que un representante autorizado de Golden Technologies descubra que está defectuoso:

- ◆ Controlador electrónico
- ◆ Cargador de la batería
- ◆ Arnés de cable (excluye cubre-botas)

Nota: Mientras carga baterías, es normal que el cargador se caliente. El calor que salga del cargador de baterías NO constituye un defecto.

Por el periodo de trece meses desde la fecha de la compra, en el caso de materiales o elaboración defectuosa, Golden Technologies reparará o reemplazará a su discreción cualquiera de las siguientes **partes** que un representante autorizado de Golden Technologies descubra que está defectuoso:

- ◆ Rodamientos
- ◆ Bujes
- ◆ Sistema giratorio del asiento
- ◆ Componentes de goma (Excluye los neumáticos y todas las partes desgastadas)
- ◆ Componentes plásticos (Excluye la carrocería y todas las partes desgastadas)

Garantía limitada de doce meses

Por el periodo de doce meses desde la fecha de compra, en el caso de materiales o elaboración defectuosa, Golden Technologies reemplazará las **baterías** proporcionadas por Golden Technologies si un representante autorizado de Golden Technologies descubre que están defectuosas:

XII. GARANTÍA



Garantía Limitada del Consumidor *Sillas mecánicas (continuación)*

Los artículos no listados están cubiertos bajo la discreción de Golden Technologies. Cualquier accesorio, estándar u opcional, suministrado por Golden Technologies, está cubierto por un periodo de un año desde la fecha de compra de la unidad en particular.

Exclusiones de la garantía:

Golden Technologies no provee garantía en ninguno de los siguientes artículos que pueden requerir de repuestos debido al desgaste normal del uso cotidiano.

- ◆ Ruedas y tubos
- ◆ Cubiertas de plástico ABS
- ◆ Almohadillas de los reposabrazos
- ◆ Escobillas del motor
- ◆ Bombillas/fusibles
- ◆ Carcasas de las baterías
- ◆ Pastillas de freno
- ◆ Tapicería

Esta garantía también excluye lo siguiente:

- ◆ Pérdida o robo de componentes
- ◆ Daños causados por:
 - Derrame o fuga de fluido de baterías.
 - Abuso, uso inapropiado, accidente o negligencia.
 - Operación, mantenimiento o almacenamiento inapropiado.
 - Uso comercial o un uso diferente al normal.
 - Reparaciones y/o modificaciones hechas a cualquier parte sin el consentimiento específico de Golden Technologies..
 - Exceder la capacidad de peso especificada de la unidad.
 - Accesorios aparte de aquellos proporcionados o aprobados por Golden Technologies. Fallar en adherirse a las instrucciones del producto
 - Actos de la naturaleza, como rayos, terremotos, etc...
 - Circunstancias más allá del control de Golden Technologies.
- ◆ CUALQUIER PARTE ALTERADA O REPARADA POR UNA PERSONA NO AUTORIZADA.

Servicio de garantía:

El servicio de garantía debe ser realizado por un representante de Golden Technologies. Golden Technologies se reserva el derecho de reemplazar la o las partes cubiertas por garantía con uno o varios nuevos repuestos a nuestra discreción. Todos los cargos por mano de obra, llamadas de servicio, costos de transporte o cualquier otro cargo asociado con la instalación de cualquier parte cubierta por la garantía son de la responsabilidad del consumidor. La garantía sirve para reemplazar solo las partes y no incluye el flete por los repuestos. Los consumidores no deben devolver ningún artículo a Golden Technologies sin la previa autorización escrita. Cualquier daño incurrido mientras la o las partes cubiertas estén en transporte es de la única responsabilidad del consumidor.

No hay ninguna otra garantía expresa.

Las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comerciabilidad e idoneidad por un propósito en particular, están excluidas. Las responsabilidades por daños consecuentes están excluidas. Esta garantía le da derechos específicos y también es posible que tenga otros derechos que pueden variar según el estado en el que resida.

Doble aquí primero

Ponga la
estampilla
aquí

Golden Technologies
401 Bridge Street
Old Forge, PA 18518

Doble aquí después

LiteRider[®] GOLDEN ENVY



Modelo GP162



401 Bridge Street
Old Forge, PA 18518
Tel: 800-624-6374
Fax: 800-628-5165
www.goldentech.com